

MASCARILLA KN95

Línea: Protección respiratoria

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Mascarilla filtrante desechable de polipropileno forma cónica 5 capas con filtro de partículas micrométricas N95, no estéril, libre de látex. Media máscara de partículas sin válvula de exhalación que cubre boca y mentón. Dispositivo de protección respiratoria según estándares GB 2626-2006 (Norma China) conforme a los requisitos esenciales del reglamento de la UE 2016/25 equivalentes a estándar europeo EN149:2001 +A1:2009. Especificaciones técnicas conforme a la resolución 4651, de 23 de Abril de 2020 (BOE 25/04/2020) con equivalencia a FFP2. Diseño ergonómico, con bandas elásticas que facilita el ajuste y comodidad en su manejo y utilización.

EMBALAJE

Cajas de 10 unidades.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de su manipulación.
2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz.
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y colocar las cintas ajustables detrás de las orejas.
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Presionar la pinza nasal con ambas manos para ajustar la nariz.
8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente, verificando el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.
9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco
Medidas cuerpo: 28 x 18 cm
Cuerpo mascarilla (5 capas) de material no tejido suave con filtro algodón (Meltblown Filter).
Cordón elástico suave lateral para un mejor ajuste y acople más confortable en ambos pabellones auriculares.
Eficacia Filtración bacteriana (BFE %) > 95%
Eficacia Filtración de partículas (PFE) 0.1 µm-0.3µm

USOS

Se aplica a las mascarillas filtrantes de uso diario para filtración de partículas en ambientes contaminados. No es de aplicación para los productos de protección respiratoria en ambientes hipóxicos, actividades bajo el agua, en incendios, o de prevención frente a polvos generados en actividades médicas o industriales, ni tampoco en producto de protección respiratoria para niños.

RETIRADA DE LAS MASCARILLA

1. Retirar los guantes de protección.
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la misma.
4. Colocar la mascarilla que se va a desechar en recipiente específico (contenedor provisto de bolsa de plástico con tapa de control no manual).
5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

Hoffmann Group

Teléfono: +34 900 900 728/ +351 707 502 126

Email: contacto@hoffmann-group.com

pedidos@hoffmann-group.com

www.hoffmann-group.com