

MASCARILLA QUIRÚRGICA NO REUTILIZABLE

Línea: Protección respiratoria

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Mascarilla quirúrgica no reutilizable de polipropileno rectangular 3 capas, con tres pliegues que provocan un mejor acople anatómico. Ensayos basados en la Norma EN 14683:2019 + AC 2019 según informe AITEX 2020TM1429. Especificación de referencia UNE 0064-1. Su diseño ergonómico, con bandas elásticas, facilita el ajuste y comodidad en su manejo y utilización.

EMBALAJE

Cajas de 50 unidades.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de su manipulación.
2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz.
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y colocar las cintas ajustables detrás de las orejas.
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Presionar la pinza nasal con ambas manos para ajustar la nariz.
8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente, verificando el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.
9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Azul
Medidas cuerpo: 9.5 x 18 cm
Material cuerpo mascarilla(3 capas):
Parte exterior Mascarilla > 1 capa de tejido no tejido; Densidad 25 g/m²; 100% Polipropileno (PP) hidrófobo spunbund.
Parte intermedia Mascarilla > 1 capa; Densidad 25 g/m² con filtro antibacterias metblown.
Parte interior Mascarilla > 1 capa de tejido no tejido; Densidad 25 g/m²; 100% Polipropileno (PP) Hidrófobo spunbund

USOS

Las mascarillas higiénicas estas están destinadas a personas adultas sin síntomas que no sean susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas, según las medidas establecidas en el documento técnico "Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19" publicado por el Ministerio de Sanidad.

De acuerdo a la Especificación UNE 0064:2020 se establece claramente que dichas mascarillas no deben considerarse un producto sanitario (PS) en el sentido de la Directiva 93/42 CE o del Reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual (EPI) en el sentido del Reglamento UE/2016/425. Se definen por tanto como un "Producto que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés de cabeza que puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas".

RETIRADA DE LAS MASCARILLA

1. Retirar los guantes de protección.
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la misma.
4. Colocar la mascarilla que se va a desechar en recipiente específico (contenedor provisto de bolsa de plástico con tapa de control no manual).
5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

Hoffmann Group

Teléfono: +34 900 900 728/ +351 707 502 126

Email: contacto@hoffmann-group.com

pedidos@hoffmann-group.com

www.hoffmann-group.com